

# GS1000 PW BASE

Cod. 23.A002.10



Basamento per pesate di alta precisione per GS 1000 dotato di piano di lavoro con 1 foro passante per inserimento di piano antivibrante in lastra di pietra levigata atta a sostenere 1 bilancia microanalitica e sottostante supporto speciale dotato di cassa per sabbia silice e sostegno galleggiante del ripiano in pietra.

## Descrizione

Basamento per pesate di alta precisione per GS 1000 dotato di piano di lavoro con 1 foro passante per inserimento di piano antivibrante in lastra di pietra levigata atta a sostenere 1 bilancia microanalitica e sottostante supporto speciale dotato di cassa per sabbia silice e sostegno galleggiante del ripiano in pietra.

## Dati Tecnici