

# 3110

Cod. 22.9481.99

Misuratore pH 3110 SET 2 ph/mV/Temp completo di valigetta di trasporto  
elettrodo Sentix 41 tamponi pH 4 pH7 bicchiere e supporto



## Descrizione

Misuratore di pH/mV/temp portatile semplice e robusto per misurazioni di routine: misurazione del pH sicura e affidabile grazie a risultati ripetibili

- Impermeabile secondo IP 67
- Calibrazione a 3 punti
- Timer di calibrazione integrato

Il pH 3110 è la scelta giusta per tutti coloro che cercano un semplice phmetro per misurazioni portatili del pH.

Una tastiera chiara con soli 6 tasti e la funzione automatica AutoRead per valori misurati ripetibili rendono la misurazione del pH sicura e prevengono errori.

La tastiera antiscivolo può essere utilizzata anche con i guanti. L'ampio display è chiaro e facile da leggere.

## Dati Tecnici

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Scala pH                | -2.000÷19.999               |
| Scala Temperatura       | -5,0÷+105                   |
| ORP                     | -1200,0÷+1200 / -2000÷+2000 |
| Precisione pH (a 20° C) | +/- 0,005/ +/- 0,01/0,1     |