

TUBI A U

Cod. 01.3965.23

Tubi per cloruro di calcio forma a U con tappo vetro cono 14/23 e attacchi laterali diam.mm. 16x160 lunghezza



Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	16 x 160
Tipo	con rubinetto

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Tipo
01.3960.19	TUBI A U	12 x 120	semplice
01.3960.23	TUBI A U	16 x 160	semplice
01.3965.23	TUBI A U	16 x 160	con rubinetto