

802576

Cod. 07.4188.99

Cryostore rack GREINER per 81 CRYO.S™ con DATAMATRIX da 1,2 ml
confezione 10 pezzi



Descrizione

I Cryo-storage rack per 81 provette CRYO.S™ con Datamatrix sono un utilissimo accessorio per lo stoccaggio e sono molto resistenti agli shock termici e sopportano temperature da -196 a 37° C.

Il modello 802576 a profilo basso ospita 81 Cryo.s™ da 1 e 2 ml.

Il modello 802506 a profilo alto ospita 81 Cryo.s™ da 4 ml.

Dati Tecnici

Tipo	802576
Materiale	Policarbonato
Colore	contenitore nero, coperchio trasparente
Profilo	basso
Confezione (pezzi)	1/10