

802506

Cod. 07.4189.99

Cryostore rack GREINER per 81 CRYO.S™ con DATAMATRIX da 5 ml
confezione 10 pezzi



Descrizione

I Cryo-storage rack per 81 provette CRYO.S™ con Datamatrix sono un utilissimo accessorio per lo stoccaggio e sono molto resistenti agli shock termici e sopportano temperature da -196 a 37° C.

Il modello 802576 a profilo basso ospita 81 Cryo.s™ da 1 e 2 ml.

Il modello 802506 a profilo alto ospita 81 Cryo.s™ da 4 ml.

Dati Tecnici

Tipo	802506
Materiale	Policarbonato
Colore	contenitore nero, coperchio trasparente
Profilo	alto
Confezione	1/10

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Profilo
07.4188.99	802576	802576	basso

07.4189.99	802506	802506	alto
------------	--------	--------	------