

976 561

Cod. 07.4190.99

Vials CRYO.S GREINER BIOBANKING 0,30 ml in rack 96/960 pezzi, sterili



Descrizione

Le vials per criogenia Cryo.s™ Biobanking con rack 96 pozzetti Datamatrix vengono utilizzate per la conservazione di tessuti, cellule, funghi, batteri, spore, estratti cellulari o fluidi corporei a temperatura ultra-bassa a fini di ricerca e sviluppo in un formato molto compatto.

Caratteristiche:

- Design salva-spazio.
- Adatte alla conservazione a -20 °C, -80 °C e nella fase vapore dell'azoto liquido.
- Polipropilene di grado medico ultra puro, con certificazione USP Classe VI e privo di sostanze rilasciabili.
- Assenza di DNA umano, endotossine, DNasi e RNasi rilevabili.
- Non citotossiche, senza metalli pesanti.
- Codice 2D robusto ultra definito.

Dati Tecnici

Volume (ml)	0,30
Filettatura	interna
Colore	provetta e tappo naturale
Codice	2-D
Sterile	Sì
Confezione (pezzi)	96/960

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (ml)	Sterile
07.4191.99	976 580	0,30	No
07.4193.99	977 580	0,60	No
07.4195.99	978 580	1,00	No
07.4190.99	976 561	0,30	Si
07.4192.99	977 561	0,60	Si
07.4194.99	978 561	1,00	Si