

BOTTIGLIA GLS® 80

Cod. 01.5164.99

Flacone vetro Duran® GLS® 80 tappo a vite blu conf. 10 pezzi ml 1000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Graduato, con spazio bianco per scrittura.
- Fornito di tappo a vite colore blu ed anello salvagoccia in PP. Il tappo è resistente al calore fino a 140°C.
- Il diametro esterno largo 80 mm della bocca della bottiglia consente un facile riempimento e versamento di polveri e sostanze viscosi.
- Applicazioni tipiche: stoccaggio, trasporto, custodia e campionamento di sostanze, facile da usare con materiali granulati, polveri e sostanze viscosi.
- Confezione indivisibile da 10 pezzi.

Disponibile anche in vetro giallo e plastificato.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Dimensioni (ØxH mm)	101x223
Filettatura (GLS)	80
Confezione (pezzi)	10

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
--------	----------	---------------	---------------------

01.5162.99	BOTTIGLIA GLS® 80	250	95x110
01.5163.99	BOTTIGLIA GLS® 80	500	101x153
01.5164.99	BOTTIGLIA GLS® 80	1000	101x223
01.5165.99	BOTTIGLIA GLS® 80	2000	136x253