

# BOTTIGLIA YOUTILITY

Cod. 01.5167.99

Flacone Youtility vetro Duran® borosilicato 3.3 incolore GL 45 conf. 4 ml 250



## Descrizione

Le zone di presa appositamente sagomate su entrambi i lati del flacone rendono più facile e sicura la maneggevolezza. La filettatura è compatibile con chiusure DIN GL 45. Inoltre la forma più sottile della bottiglia DURAN® YOUTILITY ne consente un utilizzo ottimale all'interno delle autoclavi e nei frigoriferi da laboratorio.

Il flacone può essere accessorizzato con anelli in silicone colorati ed etichette adesive con nuove caratteristiche per una migliore manipolazione, identificazione del campione e semplicità d'uso (da acquistare a parte).

Caratteristiche principali:

- Graduato con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
- Fornito di tappo a vite ed anello salvagoccia in PP.
- Il tappo è resistente al calore fino a 140°C.
- Autoclavabile fino a 121°C.
- Confezione da 4 pezzi.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Dimensioni (ØxH mm)	66x158
Filettatura (GL)	45
Confezione (pezzi)	4

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.5166.99	BOTTIGLIA YOUTILITY	125	55x124
01.5167.99	BOTTIGLIA YOUTILITY	250	66x158
01.5168.99	BOTTIGLIA YOUTILITY	500	78x193
01.5169.99	BOTTIGLIA YOUTILITY	1000	93x253