



IMBUTO SEPARATORE

Cod. 01.1060.90

Imbuto separatore cilindrico liscio con tubo compensatore rubinetto PTFE con tappo cono NS 29/32 ml 2000

Descrizione

Caratteristiche:

- Con tubo compensatore di pressione a coni normalizzati.
- Tappo su cono superiore.
- Rubinetto PTFE.
- Vetro borosilicato.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Cono (NS)	29/32
Modello	non graduati

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
01.5158.99	IMBUTO SEPARATORE	50	14/23
01.1060.57	IMBUTO SEPARATORE	100	14/23
01.1060.73	IMBUTO SEPARATORE	250	29/32
01.1060.79	IMBUTO SEPARATORE	500	29/32

01.1060.88	IMBUTO SEPARATORE	1000	29/32
01.1060.90	IMBUTO SEPARATORE	2000	29/32