



IMBUTO SEPARATORE

Cod. 01.1065.45

Imbuto separatore cilindrico graduato con tubo compensatore rubinetto PTFE con tappo cono NS 14/23 ml 50

Descrizione

Imbuti separatori forma cilindrica con tubo compensatore di pressione a coni normalizzati.

- Graduati.
- Tappo su cono superiore.
- Rubinetto PTFE.
- Vetro borosilicato.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Cono (NS)	14/23
Modello	graduati

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
01.1065.45	IMBUTO SEPARATORE	50	14/23
01.1065.57	IMBUTO SEPARATORE	100	14/23
01.1065.73	IMBUTO SEPARATORE	250	29/32
01.1065.79	IMBUTO SEPARATORE	500	29/32

