



IMBUTO SEPARATORE

Cod. 01.1065.88

Imbuto separatore cilindrico liscio con tubo compensatore rubinetto PTFE con tappo cono NS 29/32 ml 1000

Descrizione

Imbuti separatori forma cilindrica con tubo compensatore di pressione a coni normalizzati.

- Graduati.
- Tappo su cono superiore.
- Rubinetto teflon.
- Vetro borosilicato.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Cono (NS)	29/32
Modello	graduati

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
01.1065.45	IMBUTO SEPARATORE	50	14/23
01.1065.57	IMBUTO SEPARATORE	100	14/23
01.1065.73	IMBUTO SEPARATORE	250	29/32
01.1065.79	IMBUTO SEPARATORE	500	29/32

01.1065.88	IMBUTO SEPARATORE	1000	29/32
------------	-------------------	------	-------