

VIALS TAPPO CHIUSO

Cod. 01.4610.19



Vials in vetro bianco con tappo chiuso WHEATON IN LAB FILE™ mm 19x68 ml
12 cf 144

Descrizione

Vials in vetro bianco con tappo chiuso in Lab File™
Vials in vetro borosilicato Wheaton 33®, per protezione contro cambi del pH e per mantenere la purezza del contenuto. Tappo a vite fenolico nero chiuso e sottotappo in stirene-butadiene bianco. Autoclavabili. Confezionate in vassoi di cartone ondulato con divisori.
Venduti a confezione.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	12
Dimensioni (ØxH mm)	19 x 68
Misura tappo	15-425
Confezione (pezzi)	144

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Misura tappo	Confezione (pezzi)
01.4610.07	VIALS TAPPO CHIUSO	2	12 x 38	8-425	288
01.4610.10	VIALS TAPPO CHIUSO	4	15 x 48	13-425	144
01.4610.15	VIALS TAPPO CHIUSO	8	17 x 63	15-425	144
01.4610.19	VIALS TAPPO CHIUSO	12	19 x 68	15-425	144

01.4610.23	VIALS TAPPO CHIUSO	16	21 x 73	18-400	144
01.4610.31	VIALS TAPPO CHIUSO	24	23 x 88	20-400	144