


VIAL ml 2

Cod. 01.4605.07



VIAL VETRO GIALLO TAPPO CHIUSO IN LAB FILE™ MM 12X38 ML 2
WHEATON CF288

Descrizione

Vial in vetro giallo con tappo chiuso in Lab File™
Vial in vetro giallo Wheaton “320” per protezione campioni fotosensibili e per mantenere la purezza del contenuto. Tappo a vite fenolico nero chiuso e sottotappo in stirenebutadienebianco. Autoclavabili. Confezionate in vassoi di cartone ondulato con divisori.
Vendute a confezioni.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2
Dimensioni (ØxH mm)	12 x 38
Misura tappo	8-425
Confezione (pezzi)	288

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Misura tappo	Confezione (pezzi)
01.4605.07	VIAL ml 2	2	12 x 38	8-425	288
01.4605.10	VIAL ml 4	4	15 x 48	13-425	144
01.4605.15	VIAL ml 8	8	17 x 63	15-425	144

