

VIAL ml 8

Cod. 01.4605.15



VIAL VETRO GIALLO TAPPO CHIUSO IN LAB FILE™ MM 17X63 ML 8
WHEATON CF144

Descrizione

Vial in vetro giallo con tappo chiuso in Lab File™

Vial in vetro giallo Wheaton "320" per protezione campioni fotosensibili e per mantenere la purezza del contenuto. Tappo a vite fenolico nero chiuso e sottotappo in stirenebutadiene bianco. Autoclavabili. Confezionate in vassoi di cartone ondulato con divisori.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	8
Dimensioni (ØxH mm)	17 x 63
Misura tappo	15-425
Confezione (pezzi)	144

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Misura tappo	Confezione (pezzi)
01.4605.07	VIAL ml 2	2	12 x 38	8-425	288
01.4605.10	VIAL ml 4	4	15 x 48	13-425	144
01.4605.15	VIAL ml 8	8	17 x 63	15-425	144