


VIALS TAPPO CHIUSO BOCCA LARGA

Cod. 01.4665.32

VIAL VETRO BIANCO TAPPO CHIUSO IN LAB FILE™ COLLO LARGO MM
28X73 CF72



Descrizione

Vials in vetro bianco con tappo chiuso in Lab File™

Vials in vetro borosilicato Wheaton 33®, per protezione contro cambi del pH e per mantenere la purezza del contenuto. Tappo a vite fenolico nero chiuso e sottotappo in stirene-butadiene bianco. Autoclavabili. Confezionate in vassoi di cartone ondulato con divisori.

Venduti a confezione.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	25
Dimensioni (ØxH mm)	28 x 70
Misura tappo	24-400
Confezione (pezzi)	72

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.4665.27	VIALS TAPPO CHIUSO BOCCA LARGA	20	28 x 57
01.4665.32	VIALS TAPPO CHIUSO BOCCA LARGA	25	28 x 70

01.4665.41	VIALS LARGA	TAPPO	CHIUSO	BOCCA	40	28 x 95
------------	----------------	-------	--------	-------	----	---------