

# VIALS TAPPO CHIUSO BOCCA LARGA

Cod. 01.4665.41

VIAL VETRO BIANCO TAPPO CHIUSO IN LAB FILE™ COLLO LARGO MM  
28X98 CF72



## Descrizione

Vials in vetro bianco con tappo chiuso in Lab File™ a bocca larga

Vials in vetro borosilicato Wheaton 33®, per protezione contro cambi del pH e per mantenere la purezza del contenuto. Tappo a vite fenolico nero chiuso e sottotappo in stirene-butadiene bianco. Autoclavabili. Confezionate in vassoi di cartone ondulato con divisori.

Venduti a confezione.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	40
Dimensioni (ØxH mm)	28 x 95
Misura tappo	24-400
Confezione (pezzi)	72

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.4665.27	VIALS TAPPO CHIUSO BOCCA LARGA	20	28 x 57
01.4665.32	VIALS TAPPO CHIUSO BOCCA LARGA	25	28 x 70

---

01.4665.41

VIALS TAPPO CHIUSO BOCCA 40  
LARGA

28 x 95

---