

RCT DIGITAL

Cod. 22.9527.99

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello RCT DIGITAL



Descrizione

L'agitatore magnetico a piastra riscaldante IKA Plate **RCT digital** ha una piastra in lega di alluminio, adatta per il trasferimento di calore ottimale. È dotato di una superficie di alloggiamento in vetro per una pulizia ottimale e resistenza chimica. L'unità è dotata di un potente motore per una vasta gamma di velocità, il timer integrato e la funzione contatore supporta il monitoraggio di reazioni chimiche sensibili.

Altre caratteristiche:

- SmartTemp® avvertenza di superficie calda per proteggere dalle ustioni.
- Connettore per controllo elettronico della temperatura (tramite sonda PT1000 opzionale).
- La regolazione della piastra può essere ottimizzata mediante aggiornamenti regolari del firmware.
- Possibile variazione della direzione di agitazione.
- Piastra riscaldante in lega di alluminio per ottima trasmissione del calore.
- Display LCD.
- Controllo della temperatura direttamente nel campione con sensore temperatura PT1000.
- Circuito di sicurezza regolabile fino a 360 °C.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	50-1500
Volume trattabile (l)	20
Temperatura massima (° C)	ambiente - 310
Dimensioni piastra (Ø mm)	135
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	160x270x85
Classe di protezione	IP 42

Peso (kg)	2,3
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50-60/650
Interfacce	USB/RS 232