

VIALS SENZA TAPPO

Cod. 01.4670.32



VIAL IN VETRO BIANCO SENZA TAPPO IN LAB FILE™ DIAM.MM. 28X70 ML 25 CF 200

Descrizione

Vial in vetro borosilicato Wheaton 33®. Confezionate in vassoi di cartone ondulato con divisorio e rivestite con pellicola per ridurre contaminazioni da particolato.

Vendute a confezione.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	25
Dimensioni (ØxH mm)	28 x 70
Misura tappo	24-400
Confezione (pezzi)	200

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
01.4670.27	VIALS SENZA TAPPO	20	28 x 67
01.4670.32	VIALS SENZA TAPPO	25	28 x 70
01.4670.41	VIALS SENZA TAPPO	40	28 x 95

