

# VIALS SENZA TAPPO FORMA BASSA



Cod. 01.4580.07

VIAL V.BIANCO F.BASSA S.TAPPO SHORTY VIAL® IN LABFILE™ DIAM.XH  
15X31 ML 2 CF 200



## Descrizione

Vial in vetro bianco forma bassa senza tappo Shorty Vial®in LabFile™  
La forma bassa garantisce grande stabilità e meno volume morto sopra il campione. Vials in vetro borosilicato Wheaton33®Confezionate in vassoi di cartone ondulato con divisorio e rivestite con pellicola per ridurre contaminazioni da particolato.  
Vendute a confezione.

## Dati Tecnici

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Capacità (ml)       | 2       |
| Dimensioni (ØxH mm) | 15 x 31 |
| Misura tappo        | 13-425  |
| Confezione (pezzi)  | 200     |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                         | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Misura tappo |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 01.4580.07 | VIALS SENZA TAPPO<br>FORMA BASSA | 2             | 15 x 31             | 13-425       |
| 01.4580.10 | VIALS SENZA TAPPO<br>FORMA BASSA | 4             | 17 x 41             | 15-425       |

|            |                     |         |        |
|------------|---------------------|---------|--------|
| 01.4580.12 | VIALS SENZA TAPPO 6 | 19 x 40 | 15-425 |
|            | FORMA BASSA         |         |        |