

VIALS SENZA TAPPO FORMA BASSA



Cod. 01.4580.10

VIAL V.BIANCO F.BASSA S.TAPPO SHORTY VIAL® IN LABFILE™ DIAM.XH
17X41 ML 4 CF 200



Descrizione

Vial in vetro bianco forma bassa senza tappo Shorty Vial® in LabFile™

La forma bassa garantisce grande stabilità e meno volume morto sopra il campione. Vials in vetro borosilicato Wheaton33® Confezionate in vassoi di cartone ondulato con divisorio e rivestite con pellicola per ridurre contaminazioni da particolato.

Vendute a confezione.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	4
Dimensioni (ØxH mm)	17 x 41
Misura tappo	15-425
Confezione (pezzi)	200

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Misura tappo
01.4580.07	VIALS SENZA TAPPO FORMA BASSA	2	15 x 31	13-425
01.4580.10	VIALS SENZA TAPPO FORMA BASSA	4	17 x 41	15-425

01.4580.12	VIALS FORMA BASSA	SENZA TAPPO	6	19 x 40	15-425
------------	----------------------	----------------	---	---------	--------