

# TAPPI 13-425

Cod. 01.4585.07

TAPPI A VITE PER CAMPIONI ACQUOSI TIPO 13-425 CF 200



## Descrizione

Tappi a vite per campioni acquosi  
Tappo a vite fenolico nero chiuso e sottotappo in stirene-butadiene bianco. Ideali per colture.

## Dati Tecnici

Tipo di tappo	13-425
Confezione (pezzi)	200

## Varianti

Codice	Prodotto	Tipo di tappo	Confezione (pezzi)
01.4585.07	TAPPI 13-425	13-425	200
01.4585.10	TAPPI 15-425	15-425	200
01.4585.12	TAPPI 24-400	24-400	500