



22-936-1001

Cod. 23.A003.54

KIT DI ALIMENTAZIONE DR 100

Descrizione

Kit di alimentazione DR 100 completo di canaletta da 75-40 mm x 250 mm, tramoggia, supporto e cavo di collegamento.

Alimentazione monofase 220-230/50-60 Hz.

L'uso dell'alimentatore vibrante DR 100 è consigliato per la macinatura di grandi volumi di campioni fino a 3,5 l.

A causa del flusso automatico del campione, il processo di riduzione delle dimensioni può essere effettuato praticamente senza supervisione. Il DR 100 consente la regolazione del processo di alimentazione alle proprietà fisiche del campione e la finezza finale desiderata (ad esempio campioni morbidi possono essere più facili da trasportare rispetto a quelli duri, proprio come i campioni con una dimensione di alimentazione ridotta).

Il sovraccarico del mulino alimentando il campione troppo rapidamente può essere efficacemente evitato usando il kit DR 100.

Dati Tecnici