

TAPPI 15-425

Cod. 01.4590.10

TAPPI A VITE PER CAMPIONI ORGANICI TIPO 15-425 CF 200



Descrizione

Tappi a vite per campioni organici
Tappo a vite fenolico nero chiuso e sottotappo in stirene-butadiene bianco ricoperto di PTFE. Autoclavabili.

Dati Tecnici

Tipo di tappo	15-425
Confezione (pezzi)	200

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo di tappo	Confezione (pezzi)
01.4590.07	TAPPI 13-425	13-425	200
01.4590.10	TAPPI 15-425	15-425	200
01.4590.12	TAPPI 24-400	24-400	100