

# MICROVIAL TAPPO CHIUSO



Cod. 01.4620.05

Microvials vetro bianco lisce fondo interno a "V" V-VIALS® tappo chiuso  
WHEATON mm 13x44 ml 1 cf 12

## Descrizione

Le nuove V-Vials® NextGen sono state create per fornire agli utilizzatori, insieme a tutti i vantaggi delle V Vials® originali, alcuni miglioramenti supplementari. Il nuovo fondo smaltato a vetro a fuoco protegge contro le particelle in vetro mentre il nuovo imballo difende da contaminazioni durante il trasporto e lo stoccaggio. Il fondo interno conico permette il massimo recupero del contenuto con siringhe o micropipette. Ideali per: reazioni in piccola scala, centrifugazioni, stoccaggio e spedizioni. Possono essere utilizzate nell'industria biochimica, farmaceutica e radiochimica.

### Caratteristiche:

- Vials in vetro borosilicato Wheaton 33®.
- Lisce
- vetro bianco
- fondo interno a "V"
- tappo chiuso nero e sottotappo in stirene-butadiene bianco ricoperto di PTFE.
- Confezione da 12 pezzi

## Dati Tecnici

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Capacità (ml)       | 1       |
| Dimensioni (ØxH mm) | 13 x 44 |
| Misura tappo        | 13-425  |
| Confezione (pezzi)  | 12      |

Varianti

| Codice     | Prodotto               | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Misura tappo |
|------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 01.4620.02 | MICROVIAL TAPPO CHIUSO | 0,3           | 13 x 35             | 13-425       |
| 01.4620.05 | MICROVIAL TAPPO CHIUSO | 1             | 13 x 44             | 13-425       |
| 01.4620.07 | MICROVIAL TAPPO CHIUSO | 2             | 20 x 44             | 20-400       |
| 01.4620.09 | MICROVIAL TAPPO CHIUSO | 3             | 20 x 50             | 20-400       |
| 01.4620.11 | MICROVIAL TAPPO CHIUSO | 5             | 20 x 65             | 20-400       |