

MICROVIAL TAPPO CHIUSO



Cod. 01.4620.07

Microvials vetro bianco lisce fondo interno a "V" V-VIALS® tappo chiuso
WHEATON mm 20x44 ml 2 cf 12

Descrizione

Le nuove V-Vials® NextGen sono state create per fornire agli utilizzatori, insieme a tutti i vantaggi delle V Vials® originali, alcuni miglioramenti supplementari. Il nuovo fondo smaltato a vetro a fuoco protegge contro le particelle in vetro mentre il nuovo imballo difende da contaminazioni durante il trasporto e lo stoccaggio. Il fondo interno conico permette il massimo recupero del contenuto con siringhe o micropipette. Ideali per: reazioni in piccola scala, centrifugazioni, stoccaggio e spedizioni. Possono essere utilizzate nell'industria biochimica, farmaceutica e radiochimica.

Caratteristiche:

- Vials in vetro borosilicato Wheaton 33®.
- Lisce
- vetro bianco
- fondo interno a "V"
- tappo chiuso nero e sottotappo in stirene-butadiene bianco ricoperto di PTFE.

- Confezione da 12 pezzi

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2
Dimensioni (ØxH mm)	20 x 44
Misura tappo	20-400
Confezione (pezzi)	12

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Misura tappo
01.4620.02	MICROVIAL TAPPO CHIUSO	0,3	13 x 35	13-425
01.4620.05	MICROVIAL TAPPO CHIUSO	1	13 x 44	13-425
01.4620.07	MICROVIAL TAPPO CHIUSO	2	20 x 44	20-400
01.4620.09	MICROVIAL TAPPO CHIUSO	3	20 x 50	20-400
01.4620.11	MICROVIAL TAPPO CHIUSO	5	20 x 65	20-400