

# SACCHETTI STERILI R

Cod. 14.7251.99

Sacchetti per omogeneizzatori tipo Stomacher® 400 fondo rotondo rinforzato PA/PE 180X320 mm cf 1000



## Descrizione

Sacchetti trasparenti senza filtro, sterili R, per omogeneizzatori, fondo interno arrotondato tipo "circulator" e rinforzato per migliorare la circolazione del campione, evitando il ristagno negli angoli e sigillo a strappo. In tal modo l'operatore ha la certezza che il sacchetto sia sterile anche se la confezione è stata in precedenza aperta.

Caratteristiche principali:

- Prodotti in PA/PE (Nylon)
- Spessore di 65 µm
- Ideali per sostanze particolarmente dure e per tempi di omogeneizzazione più lunghi.
- Conformi per alimenti secondo la legislazione vigente.

## Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	190x320
Volume (ml)	80÷400
Porosità filtro (µm)	65
Confezione (pezzi)	1000