

SACCHETTI SAFE-TAMPER SYSTEM

Cod. 14.7255.99

Sacchetti Safe-temper system con chiusura antimanomissione 157X306 mm cf 1000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per trasporto campione con chiusura antimanomissione in polietilene di colore giallo.
- Realizzato in due parti, una tasca per contenere il campione, provvista di adesivo permanente per consentire la chiusura definitiva del sacchetto. La seconda per contenere i documenti. L'apertura del sacchetto avviene mediante strappo del sacchetto lungo la linea di pretaglio.
- Istruzioni d'uso e simbolo di rischio Biohazard sono stampate su ogni sacchetto.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	157x306
Confezione (pezzi)	1000