



SACCHETTI PER TRASPORTO CAMPIONI

Cod. 14.7256.99

Sacchetti Trans-Bag a doppia stasca chiusura a zip dim.mm. 150X230 mm cf 1000 colore neutro

Descrizione

Caratteristiche principali:

- in LPDE a doppia tasca per il trasporto dei campioni con tasca separata per i relativi documenti e simbolo di rischio biologico.
- Per ridurre i notevoli rischi di infezione nella manipolazione e nel trasporto di campioni biologici è stato realizzato un nuovo tipo di sacchetto in polietilene a bassa densità costituito da due tasche appositamente studiate.
- La prima tasca, completamente trasparente, con chiusura a tenuta con mini cerniera, di formato cm 15x17.
- La seconda tasca (accoppiata), colorata, di formato cm 15x23, senza chiusura e saldata all'altra tasca, contiene il modulo di richiesta esami.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	150x230
Confezione (pezzi)	1000