

MICROVIAL TAPPO PERFORABILE



Cod. 01.4640.02

Microvials vetro bianco lisce fondo interno a "V" V-VIALS® tappo perforabile
WHEATON mm 13x35 ml 0,3 cf 12

Descrizione

Le nuove V-Vials® NextGen sono state create per fornire agli utilizzatori, insieme a tutti i vantaggi delle V Vials® originali, alcuni miglioramenti supplementari. Il nuovo fondo smaltato a vetro a fuoco protegge contro le particelle in vetro mentre il nuovo imballo difende da contaminazioni durante il trasporto e lo stoccaggio. Il fondo interno conico permette il massimo recupero del contenuto con siringhe o micropipette. Ideali per: reazioni in piccola scala, centrifugazioni, stoccaggio e spedizioni. Possono essere utilizzate nell'industria biochimica, farmaceutica e radiochimica.

Caratteristiche:

- Vials in vetro borosilicato Wheaton 33®.
- Lisce.
- vetro bianco
- fondo interno a "V"
- tappo a vite perforabile che permette il prelievo o l'inserimento di campioni, tramite siringa, senza svitare il tappo
- Confezione da 12 pezzi

Dati Tecnici

Capacità (ml)	0,3
Dimensioni (ØxH mm)	13 x 35
Misura tappo	13-425
Confezione (pezzi)	12

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)		Dimensioni (ØxH mm)	Misura tappo
01.4640.01	MICROVIAL PERFORABILE	TAPPO	0,1	12 x 35	8-425
01.4640.02	MICROVIAL PERFORABILE	TAPPO	0,3	13 x 35	13-425
01.4640.05	MICROVIAL PERFORABILE	TAPPO	1	13 x 44	13-425
01.4640.07	MICROVIAL PERFORABILE	TAPPO	2	20 x 44	20-400
01.4640.09	MICROVIAL PERFORABILE	TAPPO	3	20 x 50	20-400
01.4640.11	MICROVIAL PERFORABILE	TAPPO	5	20 x 65	20-400