

MICROVIALS TAPPO CHIUSO



Cod. 01.4630.11

Microvials vetro bianco graduato fondo interno a "V" V-VIALS® tappo chiuso
WHEATON mm 20x65 ml 5 cf 12

Descrizione

Le nuove V-Vials® NextGen sono state create per fornire agli utilizzatori, insieme a tutti i vantaggi delle V Vials® originali, alcuni miglioramenti supplementari. Il nuovo fondo smaltato a vetro a fuoco protegge contro le particelle in vetro mentre il nuovo imballo difende da contaminazioni durante il trasporto e lo stoccaggio. Il fondo interno conico permette il massimo recupero del contenuto con siringhe o micropipette. Ideali per: reazioni in piccola scala, centrifugazioni, stoccaggio e spedizioni. Possono essere utilizzate nell'industria biochimica, farmaceutica e radiochimica.

Caratteristiche:

- Vials in vetro borosilicato Wheaton 33®.
- Graduate
- vetro bianco
- fondo interno a "V"
- tappo chiuso nero e sottotappo in stirene-butadiene bianco ricoperto di PTFE.
- Confezione da 12 pezzi

Dati Tecnici

Capacità (ml)	5
Dimensioni (ØxH mm)	20 x 65
Misura tappo	20-400
Confezione (pezzi)	12

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)		Dimensioni (ØxH mm)	Misura tappo
01.4630.02	MICROVIALS CHIUSO	TAPPO	0,3	13 x 35	13-425
01.4630.05	MICROVIALS CHIUSO	TAPPO	1	13 x 44	13-425
01.4630.07	MICROVIALS CHIUSO	TAPPO	2	20 x 44	20-400
01.4630.09	MICROVIALS CHIUSO	TAPPO	3	20 x 50	20-400
01.4630.11	MICROVIALS CHIUSO	TAPPO	5	20 x 65	20-400