

MICROVIALS TAPPO PERFORABILE



Cod. 01.4650.07

Microvials vetro bianco graduato fondo interno a "V" V-VIALS® tappo perforabile WHEATON mm 20x44 ml 2 cf 12

Descrizione

Le nuove V-Vials® NextGen sono state create per fornire agli utilizzatori, insieme a tutti i vantaggi delle V Vials® originali, alcuni miglioramenti supplementari. Il nuovo fondo smaltato a vetro a fuoco protegge contro le particelle in vetro mentre il nuovo imballo difende da contaminazioni durante il trasporto e lo stoccaggio. Il fondo interno conico permette il massimo recupero del contenuto con siringhe o micropipette. Ideali per: reazioni in piccola scala, centrifugazioni, stoccaggio e spedizioni. Possono essere utilizzate nell'industria biochimica, farmaceutica e radiochimica.

Caratteristiche:

- Vials in vetro borosilicato Wheaton 33®.
- Graduate
- vetro bianco
- fondo interno a "V"
- tappo a vite perforabile che permette il prelievo o l'inserimento di campioni, tramite siringa, senza svitare il tappo
- Confezione da 12 pezzi

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2
Dimensioni (ØxH mm)	20 x 44
Misura tappo	20-400
Confezione (pezzi)	12

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)		Dimensioni (ØxH mm)	Misura tappo
01.4650.02	MICROVIALS PERFORABILE	TAPPO	0,3	13 x 35	13-425
01.4650.05	MICROVIALS PERFORABILE	TAPPO	1	13 x 44	13-425
01.4650.07	MICROVIALS PERFORABILE	TAPPO	2	20 x 44	20-400
01.4650.09	MICROVIALS PERFORABILE	TAPPO	3	20 x 50	20-400
01.4650.11	MICROVIALS PERFORABILE	TAPPO	5	20 x 65	20-400