

# MICROVIALS TAPPO PERFORABILE



Cod. 01.4650.11

Microvials vetro bianco graduato fondo interno a "V" V-VIALS® tappo perforabile WHEATON mm 20x65 ml 5 cf 12

## Descrizione

Le nuove V-Vials® NextGen sono state create per fornire agli utilizzatori, insieme a tutti i vantaggi delle V Vials® originali, alcuni miglioramenti supplementari. Il nuovo fondo smaltato a vetro a fuoco protegge contro le particelle in vetro mentre il nuovo imballo difende da contaminazioni durante il trasporto e lo stoccaggio. Il fondo interno conico permette il massimo recupero del contenuto con siringhe o micropipette. Ideali per: reazioni in piccola scala, centrifugazioni, stoccaggio e spedizioni. Possono essere utilizzate nell'industria biochimica, farmaceutica e radiochimica.

Caratteristiche:

- Vials in vetro borosilicato Wheaton 33®.
- Graduate
- vetro bianco
- fondo interno a "V"
- tappo a vite perforabile che permette il prelievo o l'inserimento di campioni, tramite siringa, senza svitare il tappo
- Confezione da 12 pezzi

## Dati Tecnici

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Capacità (ml)       | 5       |
| Dimensioni (ØxH mm) | 20 x 65 |
| Misura tappo        | 20-400  |
| Confezione (pezzi)  | 12      |

Varianti

| Codice     | Prodotto                  | Capacità (ml) |     | Dimensioni (ØxH mm) | Misura tappo |
|------------|---------------------------|---------------|-----|---------------------|--------------|
| 01.4650.02 | MICROVIALS<br>PERFORABILE | TAPPO         | 0,3 | 13 x 35             | 13-425       |
| 01.4650.05 | MICROVIALS<br>PERFORABILE | TAPPO         | 1   | 13 x 44             | 13-425       |
| 01.4650.07 | MICROVIALS<br>PERFORABILE | TAPPO         | 2   | 20 x 44             | 20-400       |
| 01.4650.09 | MICROVIALS<br>PERFORABILE | TAPPO         | 3   | 20 x 50             | 20-400       |
| 01.4650.11 | MICROVIALS<br>PERFORABILE | TAPPO         | 5   | 20 x 65             | 20-400       |