

VIALS

Cod. 01.0255.57

Bottiglia in vetro tipo penicillina colore bianco bocca Ø 20 mm ml 50



Descrizione

Caratteristiche

- Produzione nazionale.
- colore trasparente.
- Bocca standard 20 mm.
- ml 100.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
---------------	-----

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)
01.0255.17	VIALS	10
01.0255.27	VIALS	20
01.0255.45	VIALS	50
01.0255.57	VIALS	100

Accessori/Correlati

04.5780.00	CAPSULATORE Capsulatori E-Z Crimpers™
04.5790.00	DECAPSULATORE Decapsulatori E-Z Decappers™
01.3780.27	GHIERA ALLUMINIO Ghiera alluminio per tappo diametro 20 mm.
01.3770.27	TAPPO GOMMA BUTILICA Tappo gomma butilica diametro 20 mm.