

VIALS ml 20

Cod. 01.4680.27



VIALS V. SCINTILL.LIQUIDI TAP.ML 20 MM 28X61 T 22 TAPPO 22 UREA
CONO POLY-SEAL CF 500

Descrizione

Vials in vetro per scintillazione liquidi con tappo a basso tenore di potassio Wheaton “180”.

- Volume 20 ml.
- Dimensioni con tappo ø×h (mm) 28×61.
- Imballo in celle individuali in vassoi da 100 pezzi.

Confezione indivisibile da 500 pezzi.

Dati Tecnici

Misura tappo	22-400
Materiale tappo	urea
Tipo guarnizione	cono Poly-seal

Varianti

Codice	Prodotto	Misura tappo	Materiale tappo	Tipo guarnizione
01.4680.27	VIALS ml 20	22-400	urea	cono Poly-seal
01.4681.27	VIALS ml 20	22-400	polipropilene	lamina metallo
01.4682.27	VIALS ml 20	22-400	urea	lamina metallo

01.4683.27	VIALS ml 20	22-400	urea	disco polietilene
01.4684.27	VIALS ml 20	24-400	polipropilene	lamina metallo
01.4685.27	VIALS ml 20	24-400	urea	disco polietilene