



ISTOTECA COMPONIBILE IN PMMA

Cod. 13.1548.97

ISTOTECA COMPONIBILE CON PIEDINI FISSI

Descrizione

L'istoteca componibile è concepita per la classificazione e la conservazione dei vetrini per microscopio. E' composto da 4 cassetti scorrevoli, un coperchio di chiusura e quattro piedini di sostegno fissi oppure quattro ruote girevoli per poterne garantire la mobilità. Si tratta di un sistema completamente nuovo, realizzato in PMMA antiurto ed acciaio. E' un vero e proprio oggetto di design che verrà apprezzato anche dagli utilizzatori particolarmente attenti all'aspetto estetico. Il colore ghiaccio semitrasparente conferisce un aspetto particolarmente accattivante mentre la struttura metallica che lo compone rende l'istoteca particolarmente stabile, garantendo allo stesso tempo il pregio della leggerezza, funzionalità, resistenza e durevolezza. Ogni singolo cassetto può ospitare fino a 13 supporti per vetrini e relativi coperchi trasparenti (acquistabili a parte). Ogni supporto può contenere 100 vetrini per microscopio, facilmente estraibili. Ogni cavità è numerata. I coperchi trasparenti garantiscono una rapida consultazione del contenuto, proteggono i vetrini dalla polvere e da altri corpi estranei. L'istoteca completa può quindi contenere fino a 5.200 vetrini.

Dati Tecnici

Modello	versione 4 piedi di sostegno fissi
Dimensioni (LxPxH mm)	490x475x700

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Dimensioni (LxPxH mm)
13.1548.97	ISTOTECA COMPONIBILE IN PMMA	versione 4 piedi di sostegno fissi	490x475x700
13.1549.97	ISTOTECA COMPONIBILE IN PMMA	versione 4 ruote girevoli	490x475x780

