

# CRYOSHIPPER

Cod. 22.2652.78

Contenitore criobiologico da trasporto MVE modello CRYO SHIPPER



## Descrizione

Il contenitore criobiologico MVE serie CRYOSHIPPER è progettato per il trasporto sicuro di campioni biologici alle temperature criogeniche (circa -150 °C).

Costruito in alluminio resistente e leggero contiene al suo interno un materiale assorbente idrofobico che trattiene l' azoto e ne evita il versamento.

Questo materiale respinge l' umidità e assicura massimi tempi di permanenza.

Un contenitore di cartone protettivo è disponibile per la spedizione e protegge il contenitore criobiologico.

Dispositivo per il bloccaggio del coperchio. Comoda maniglia per il trasporto.

Viene fornito nella versione standard completo di tappo, cartone protettivo e di un rack per 10 sacche portasangue.

Possibilità di aggiungere un rack portafiale per vials da 2 ml ( cod. 23.8356.99 da ordinare separatamente ).

## Dati Tecnici

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Capacità azoto (l)                      | 8,5     |
| Capacità in fiale da 2 ml, altezza 5 cm | 500     |
| Apertura collo (mm)                     | 216     |
| Dimensioni esterne (ØxH mm)             | 369x546 |
| Dimensioni canisters (ØxH mm)           | -       |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Peso a vuoto (kg) | 10,9 |
| Peso pieno (kg)   | 17   |

Varianti

| Codice     | Prodotto    | Capacità azoto (l) | Capacità in fiale da 2 ml, altezza 5 cm | Apertura collo (mm) | Dimensioni esterne (ØxH mm) | Dimensioni canister (ØxH mm) | Peso a vuoto (kg) | Peso pieno (kg) |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 22.2649.78 | SC 4/2V     | 3,6                | 95                                      | 70                  | 222x468                     | 67x278                       | 5                 | 7,7             |
| 22.2650.78 | SC 4/3V     | 4,3                | 40                                      | 51                  | 222x492                     | 46x278                       | 5,9               | 9,3             |
| 22.2652.78 | CRYOSHIPPER | 8,5                | 500                                     | 216                 | 369x546                     | -                            | 10,9              | 17              |