

VISCOSIMETRI

Cod. 01.4825.33

VISCOSIMETRO UBBELOHDE XLIQUIDI SERIE 4C



Descrizione

Viscosimetri in vetro Pyrex®, per determinazione viscosità cinematica in centistokes di liquidi trasparenti secondo norme ASTM D445, completi di certificazione di taratura.

Dati Tecnici

Costante approx. cSt/s	30
Serie	4C
Scala	6000 - 10000

Varianti

Codice	Prodotto		Costante approx. cSt/s	Serie	Scala
01.4760.33	VISCOSIMETRI UBBELOHDE	DI	0,001	0	0,3 - 1
01.4765.33	VISCOSIMETRI		0,003	0C	0,6 - 3
01.4770.33	VISCOSIMETRI		0,005	0B	1 - 5
01.4775.33	VISCOSIMETRI		0,01	1	2 - 10
01.4780.33	VISCOSIMETRI		0,03	1C	6 - 30
01.4785.33	VISCOSIMETRI		0,05	1B	10 - 50

01.4790.33	VISCOSIMETRI	0,01	2	20 - 100
01.4795.33	VISCOSIMETRI	0,3	2C	60 - 300
01.4800.33	VISCOSIMETRI	0,5	2B	100 - 500
01.4805.33	VISCOSIMETRI	1	3	200 - 1000
01.4810.33	VISCOSIMETRI	3	3C	600 - 3000
01.4815.33	VISCOSIMETRI	5	3B	1000 - 5000
01.4820.33	VISCOSIMETRI	10	4	2000 - 10000
01.4825.33	VISCOSIMETRI	30	4C	6000 - 10000