



DTE TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA ESTERNA CAVO MT 2.80

Cod. 02.2970.00

DTE TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA ESTERNA CAVO MT 2.80

Descrizione

Termometro digitale da incasso.

Dotato di sonda esterna con 2,8 metri di cavo.

Lo strumento, robusto e compatto, è ideale per il controllo in vetrine frigorifere, refrigeratori e altri sistemi di raffreddamento del settore alimentare.

Su richiesta è possibile fornire una piccola staffa di fissaggio per evitare l'inserimento ad incasso. Colore bianco.

- Autonomia 3 anni.
- Marchio CE.
- Prodotto ISO9001.
- Istruzioni in italiano.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-50++50
Risoluzione temperatura (° C)	0,1
Precisione	-
Dimensione (LxPxH mm)	45,5 x 27 x 14,8
Peso (g)	-
Alimentazione	1 batteria da 1.5V AAA