

PDT 300 TERMOMETRO DIGITALE A PENNA

Cod. 02.2980.00

PDT 300 TERMOMETRO DIGITALE A PENNA



Descrizione

Termometro digitale compatto, tascabile ed impermeabile.
La robusta custodia protettiva della sonda diventa impugnatura per una migliore presa.
Antiurto. Colore bianco.

Adatto per settore alimentare e catering

- Sonda fissa in acciaio con punta per penetrazione.
- Dimensione sonda diam.mm 4 x 70 lungh.
- Autospegnimento e pulsante di fermo lettura.
- Pulsante ON/OFF e °C/°F.
- Marchio CE.Prodotto ISO 9001.
- Istruzioni in italiano.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-40÷+200
Risoluzione temperatura (° C)	0,1
Precisione (° C)	-
Dimensione (LxPxH mm)	150x20x12
Peso (g)	50
Alimentazione	1 batteria da 1.5V AAA

