

# MULTIDIGITAL

Cod. 02.3295.00

Termometro digitale Multidigital -50 +200



## Descrizione

Termometro digitale elettronico tascabile, adatto per misurazioni e controlli nel laboratorio chimico e nel settore agroalimentare.

Corpo in materiale plastico, display LCD, interruttore ON/OFF e tasto Hold per fissare la lettura.

- Sonda incorporata in acciaio inox diametro mm 3,5x125 lunghezza con terminale a punta.
- Viene fornito con custodia e clip da taschino.
- Marchio CE.

## Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-50÷+200
Risoluzione temperatura (° C)	-
Precisione (° C)	1
Peso (g)	42
Dimensione (LxPxH mm)	-
Alimentazione	1 batteria da 1.5V AAA