

MULTIDIGITAL

Cod. 02.3295.00

Termometro digitale Multidigital -50 +200



Descrizione

Termometro digitale elettronico tascabile, adatto per misurazioni e controlli nel laboratorio chimico e nel settore agroalimentare.

Corpo in materiale plastico, display LCD, interruttore ON/OFF e tasto Hold per fissare la lettura.

- Sonda incorporata in acciaio inox diametro mm 3,5x125 lunghezza con terminale a punta.
- Viene fornito con custodia e clip da taschino.
- Marchio CE.

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Temperatura (° C) | -50÷+200 |
| Risoluzione temperatura (° C) | - |
| Precisione (° C) | 1 |
| Peso (g) | 42 |
| Dimensione (LxPxH mm) | - |
| Alimentazione | 1 batteria da 1.5V AAA |