

TERMOMETRI



Cod. 02.3340.69

TERMOMETRO CHIMICA LIQUIDO SPECIALE ROSSO -10+200°C 1/1
SCALA OPALE

Descrizione

Termometri liquido speciale rosso, calibrati per immersione totale.

Gambo Ø 7-8 mm, parte superiore con anello.

Scala interna in vetro bianco semiopaco con graduazione ed iscrizione di colore nero.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10÷+200
Divisione	1/1

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)
02.3340.45	TERMOMETRI VETRO OPALE	-10÷+50
02.3340.57	TERMOMETRI	-10÷+100
02.3340.64	TERMOMETRI	-10÷+150
02.3340.69	TERMOMETRI	-10÷+200
02.3340.73	TERMOMETRI	-10÷+250

