



TERMOMETRI CHIMICA CON GAMBO

Cod. 02.3580.57

TERMOMETRO CHIMICA LIQUIDO ECOLOGICO SCALA OPALE -10+200°C
1/1 GAMBO MM 100

Descrizione

Termometri per chimica con gambo.

Per usi generali, con scala interna su vetro latteo, riempimento a liquido ecologico e chiusura ad anello. Graduatoria colore nero.

Il sottile diametro del gambo (mm 6-7) consente l'utilizzo dei tappi filettati GL; inoltre la sua lunghezza permette di regolarne l'immersione nel liquido.

Confezione da 1 pezzo

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10÷+200
Divisione	1/1
Lunghezza gambo (mm)	100

Varianti

Codice	Prodotto			Temperatura (° C)	Lunghezza gambo (mm)
02.3550.57	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+50	100
02.3570.69	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+150	200

02.3570.57	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+150	100
02.3580.57	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+200	100
02.3590.57	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+250	100
02.3550.69	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+50	200
02.3550.73	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+50	250
02.3560.57	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+100	100
02.3560.69	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+100	200
02.3580.69	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+200	200
02.3590.69	TERMOMETRI GAMBO	CHIMICA	CON	-10÷+250	200