

TERMOMETRI

Cod. 02.3690.45

TERMOMETRO -10+250°C CONO 12 LIQUIDO ECOLOGICO GAMBO MM 50



Descrizione

Termometri a liquido ecologico con cono a smerigliatura normalizzata cono NS 14/23.

Scala interna in vetro opale, con graduazione ed iscrizioni di colore nero.

Parte superiore arrotondata e levigata. Calibrati per immersione parziale. Gambo Ø superiore 10,5-11,5 mm, inferiore 7-8 mm.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10÷+250
Divisione	1/1
Lunghezza gambo (mm)	50

Varianti

02.3670.45 TERMOMETRI -10÷+150 50 02.3690.45 TERMOMETRI -10÷+250 50 02.3670.64 TERMOMETRI -10÷+150 150 02.3690.64 TERMOMETRI -10÷+250 150	Codice	Prodotto	Temperatura (° C)	Lunghezza gambo (mm)
02.3670.64 TERMOMETRI -10÷+150 150	02.3670.45	TERMOMETRI	-10÷+150	50
	02.3690.45	TERMOMETRI	-10÷+250	50
02.3690.64 TERMOMETRI -10÷+250 150	02.3670.64	TERMOMETRI	-10÷+150	150
	02.3690.64	TERMOMETRI	-10÷+250	150

