

TERMOMETRI

Cod. 02.3310.57

TERMOMETRO CHIMICA LIQUIDO SPECIALE ROSSO -10+100°C 1/1
SCALA INCISA



Descrizione

Termometri liquido speciale rosso in vetro massiccio per uso di routine. Calibrati per immersione totale. Gambo Ø 6-7 mm, estremità superiore arrotondata.

Graduazione incisa esternamente, iscrizioni in colore scuro smaltato.

Capillare a sezione ovale per una migliore lettura.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10÷+100
Divisione	1/1

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)	Divisione
02.3310.45	TERMOMETRI IN VETRO MASSICCIO	-35÷+50	1/1
02.3310.57	TERMOMETRI	-10÷+100	1/1
02.3310.64	TERMOMETRI	-10÷+150	1/1
02.3310.69	TERMOMETRI	-10÷+200	1/1
02.3310.73	TERMOMETRI	-10÷+250	1/1

02.3310.76	TERMOMETRI	-10÷+360	2
------------	------------	----------	---