

TERMOMETRI

Cod. 02.3310.69

TERMOMETRO CHIMICA LIQUIDO SPECIALE ROSSO -10+200°C 1/1
SCALA INCISA



Descrizione

Termometri liquido speciale rosso in vetro massiccio per uso di routine. Calibrati per immersione totale. Gambo Ø 6-7 mm, estremità superiore arrotondata.

Graduazione incisa esternamente, iscrizioni in colore scuro smaltato.

Capillare a sezione ovale per una migliore lettura.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	-10+200
Divisione	1/1

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)	Divisione
02.3310.45	TERMOMETRI IN VETRO MASSICCIO	-35+50	1/1
02.3310.57	TERMOMETRI	-10+100	1/1
02.3310.64	TERMOMETRI	-10+150	1/1
02.3310.69	TERMOMETRI	-10+200	1/1
02.3310.73	TERMOMETRI	-10+250	1/1

02.3310.76

TERMOMETRI

-10÷+360

2
