

TERMOMETRI

Cod. 02.3470.57

TERMOMETRO PRECISIONE LIQUIDO SPECIALE ROSSO + 50+100°C
1/10 SCALA OPALE



Descrizione

Termometri di precisione a liquido speciale rosso.

Scala su vetro latteo con graduazione e dicitura colore nero, estremità superiore con chiusura Richter.

Ø tubo mm 7-8, inizio scala a mm 35/40 dal bulbo.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+50÷+100
Divisione	1/10

Varianti

Codice	Prodotto	Temperatura (° C)
02.3460.45	TERMOMETRI DI PRECISIONE	-10÷+50
02.3470.57	TERMOMETRI	+50÷+100