

TH EVO SENSORE

Cod. 23.A007.52

Sensore TH Evolution esterno per Data logger DIGITAL Campo di misura:
-30÷+70°C /UR 0÷100% Accuratezza T: $\pm 0,3$ TRA -20:-50°C, $\pm 0,5$ °C oltre



Descrizione

Sensore TH Evolution esterno per Data logger DIGITAL

Campo di misura: -30÷+70°C /UR 0÷100%

Accuratezza T: $\pm 0,3$ TRA -20:-50°C, $\pm 0,5$ °C oltre

Dati Tecnici