

MINILAB 201

Cod. 09.7534.99

Dispensatore HTL Minilab 201 per siringhe nell'intervallo da 1 μ L a 5000 μ L



Descrizione

Il dispenser Minilab 201 è stato progettato per rivoluzionare il lavoro ripetitivo di pipettaggio

Caratteristiche:

- Il suo principio di spostamento positivo garantisce un'accuratezza e una precisione superiori dell'erogatore, indipendentemente da quanto le sostanze dense o viscoso vengano erogate.
- Il suo preciso meccanismo a gradini garantisce la ripetibilità delle dosi erogate.
- Il dispenser Minilab 201 offre ben 48 passaggi di erogazione dal riempimento di una singola siringa.
- I campioni possono essere dosati a intervalli di un secondo.
- Le siringhe monouso applicate nel dispenser Minilab 201 impediscono la contaminazione incrociata dei campioni e velocizzano il lavoro ripetitivo di pipettaggio.
- La posizione della rotella di impostazione del volume del dispensatore Minilab insieme a una tabella di selezione dei puntali posta sul corpo del Minilab consentono una facile selezione di uno dei 29 volumi disponibili nell'intervallo da 1 μ L a 5000 μ L.
- L'impugnatura ergonomica del dispenser con pulsante facilmente accessibile e scivolo di riempimento rende anche il pipettaggio prolungato un'esperienza senza sforzo e senza sforzo.
- Esente da manutenzione è dotato di una resistente leva di inserimento della punta e di un adattatore per siringa da 50 ml che fissa saldamente le siringhe in posizione.
- Leggero - 100 g
- Ideale per soluzioni viscoso
- Compatibile con la maggior parte delle siringhe disponibili sul mercato
- Fornito con adattatore per siringhe da 50 ml

Dati Tecnici

