

ALCOLOMETRO

Cod. 02.2200.38

Alcolometro classe II scala 20÷30% con termometro



Descrizione

Alcolometro classe II

- precisione divisione scala : $\pm 0,1$
- lunghezza : 400mm
- taratura : 20°C
- con termometro 5÷25:0,2°C
- con liquido speciale rosso o blu
- adatto per la calibrazione

Dati Tecnici

Scala (%)	20÷30
-----------	-------

Varianti

Codice	Prodotto	Scala (%)
02.2200.17	ALCOLOMETRO	0÷10
02.2200.27	ALCOLOMETRO	10÷20
02.2200.38	ALCOLOMETRO	20÷30
02.2200.41	ALCOLOMETRO	30÷40
02.2200.45	ALCOLOMETRO	40÷50

02.2200.49	ALCOLOMETRO	50÷60
02.2200.51	ALCOLOMETRO	60÷70
02.2200.53	ALCOLOMETRO	70÷80
02.2200.55	ALCOLOMETRO	80÷90
02.2200.57	ALCOLOMETRO	90÷100